

**Pungitubo per segmenti sacche sangue- MONOUSO**

**Codice prodotto: LY-NA-BST**

**Confezione: 1x1000 pz.**



**Utilizzo**

1. Posizionare il dispositivo direttamente sulla provetta
2. Inserire il segmento della sacca nel dispositivo e premere delicatamente fin quando l'ago fora il segmento della sacca
3. Lasciare che il flusso di sangue esca dal segmento. Quando la quantità di sangue desiderato è stato dispensato nella provetta, scartare il segmento della sacca e il dispositivo in un contenitore per rifiuti medici.

