



Precisa e veloce -

Tipizzazione precisa del gruppo sanguigno con PCR realtime

Kit ERY Q

BAG Diagnostics.

Esperti nella diagnostica HLA e gruppoemastica.

I vantaggi del sistema

Risparmia tempo

Risultati in soli 70 minuti

Rilassati

Metodo PCR senza gel e formato piastra pronto per l'uso

Usa i tuoi strumenti esistenti

I quattro coloranti utilizzati nel kit sono compatibili con i più comuni termociclatori realtime

Sentiti sicuro dei risultati

Software di interpretazione intuitivo

Campo di applicazione

- Alternativa alla sierologia per i gruppi sanguigni rari: indipendenza dai sieri dei gruppi sanguigni rari
- Per la tipizzazione del donatore e del paziente
- Tipizzazione Rhesus e HNA durante la gravidanza
- Per la tipizzazione di conferma di campioni con risultati sierologici deboli o discutibili



Il flusso di lavoro

1



Aggiungi il campione di DNA alla Plex Mix prealiquotata.

2



Dispensa la miscela DNA/ Plex Mix nella piastra PCR con primers e sonde TaqMan[®] liofilizzate.

3



Inserisci la piastra PCR nel termociclatore realtime ed avvia il programma PCR.

4



Importa i dati nel software PlexTyper per l'interpretazione automatica e l'editing.

10 min di lavoro manuale

< 50 min di programma

10 min interpretazione

Prodotti

Alleli

Confezionamento

COD.

D-TYPE debole	Weak D type 1, 1.1, 2, 3, 4.0 / 4.1, 4.2, 4.3, 5, 11, 14, 15, 17, 20, 31, 38, K409K, IVS3 + 1G> A	12	728401
TIPO HPA	HPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 15 (a / b)	12	728402
Partial D-TYPE	Varianti rare RHD (partial D)	12	728403
HNA-TYPE	1 a/b/c, 2/2null, 3 a/a var./b, 4 a/b, 5 a/b	12	728404
RH-TYPE	RHD/RHCE (C, Cw, c, D, DEL, E, e)	12	728405
ABO-TYPE variant	Tipizzazione ABO incluse varianti rare	12	728406
ABO-TYPE	Tipizzazione ABO di base	12	728409
KKD / MNS-TYPE	K/k, Jk, FY, MNS	12	728407
Rare-TYPE	Kp, Js, Di, Wr, Lu, Do, Co, Yt, Vel, Kn	12	728408

L'esperienza nella diagnostica HLA e dei gruppi sanguigni

Con **più di 30 anni d'esperienza** BAG Diagnostics è specializzata nella diagnostica dell'HLA e dei gruppi sanguigni. Come azienda indipendente e operante a livello globale offriamo **uno sviluppo continuo** dei nostri prodotti e servizi.

La nostra missione è quella di **superare le aspettative dei nostri clienti** e partners. Perciò, forniamo il supporto di uno **straordinario servizio** e **nuove visioni – capacità, velocità e focalizzazione.**

Distributore esclusivo per l'Italia:



BAG Diagnostics GmbH · Amtsgerichtsstr. 1-5 · 35423 Lich, Germany
Tel. +496404 925-0 · Fax +496404 925-460 · info@bag-diagnostics.com ·
www.bag-diagnostics.com

Customer Service · Tel. +496404 925-125 · Fax +496404 925-421 · service@bag-diagnostics.com